Session de formation 2018



12 Mars	Guide de survie à Linux : les commandes de base pour débuter sur un serveur linux		
13 Mars	Linux avancé : manipuler et filtrer des fichiers sans connaissance de programmation		
15 Mars	Initiation à l'utilisation du cluster bioinformatique itrop		
22 Mars	Initiation à git		
23 Mars	Initiation aux gestionnaires de workflow South Green: Galaxy ou TOGGLe		
26 Mars	Initiation aux analyses de données transcriptomiques		






































































plateau i-trop



cirad







The South Green portal: a comprehensive resource for tropical and Mediterranean crop genomics, Current Plant Biology, 2016

Session de formation 2018



- Toutes nos formations :
 - https://southgreenplatform.github.io/trainings/
- Topo & TP : <u>Linux For Dummies</u>
- Environnement de travail : <u>Logiciels à installer</u>



Workflow Manager TOG-C-Le Galaxy

www.southgreen.fr https://southgreenplatform.github.io/trainings















Objectifs du module

The objectif!

Utiliser des gestionnaires de workflow pour lancer vos pipelines d'analyse de manière automatique



Applications

Connaître les 2 principaux gestionnaires de workflow développés par la plateforme : Galaxy et TOGGLe

- Prise en main des outils
- Définir son propre workflow
- Mise en application commune : détection des SNPs en partant de reads illumina générés sur 3 individus




South Green Why using workflow manager?





outh Green Why using workflow manager?





To create his own pipeline through an easy and user-friendly approach


Intermediate **Intermediate** Final result Raw data result result



• 3 solutions used and implemented by




GUI tools CLI tools





3 solutions used and implemented by






Targets both biologists & bionformaticians



• 3 solutions used and implemented by






Ease of use
Well-documented
manual &workflow
examples

Ease of development & evolution



• 3 solutions used and implemented by





population genetics phylogeny

differential expression

Why using TOG_{e} ?

Pipeline & data sanity controls

A robust bioinformatics framework




File format & content Pipeline content



Missing but requested steps for ensuring the pipeline running



Pipeline & data sanity controls



Reproducibility & Traceability



Pipeline & data sanity controls

A robust bioinformatics framework

Reproducibility & Traceability

Error tracking & reentrancy



Pipeline & data sanity controls





A robust bioinformatics framework

Reproducibility & Traceability

Large numbers of sample analyzed

Error tracking & reentrancy



Pipeline & data sanity controls

HPC & Parallel execution

A robust bioinformatics framework

Reproducibility & Traceability

Large numbers of sample analyzed

Error tracking & reentrancy



South Green Workflow "Détection de SNPs"

TOGGLe





Interface	Command line	GUI (Web interface)
Predefined Pipelines	SNP calling, RNASeq and WGS large scale	Metagenomics, RNASeq, SNP calling, post-analyses
Number of Samples	1 to 10000	1 to 50
Quota (related to infra)	Disk space "/data/projects" 500Go to 1T	IRD 100Go data Cirad 100Go => 300Go
Parallelization (related to infra conf)	IRD 300 cores Cirad 600 cores	IRD 16 cores / one node Cirad 200 cores
Number of tools available	120	500 installed (total : 5500)
Post-analyses Graphical figures	No	Yes






Mise en application: description du workflow "Détection de SNPs"





SNP list (VCF)

Format FASTQ



1 séquence = 4 lignes

- @ identifiant séquence
- sequence
- + nom séquence name (optionel).
- Qualité de la séquence (un caractère / base)

Format FASTQ

Problème: différentes manières de coder la qualité de la séquence selon la technologie de séquençage illumina utilisée

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ `abcdefghijklmnopgrstuvwxyz{|}~
33
                                         104
                                                      126
      0......41
S - Sanger
          Phred+33, scores des séquences brutes compris entre 0 et 40
          Solexa+64, scores des séquences brutes compris entre -5 et 40
X - Solexa
I - Illumina 1.3+ Phred+64, scores des séquences brutes compris entre 0 et 40
J - Illumina 1.5+ Phred+64, scores des séquences brutes compris entre 3 et 40
  avec 0=inutilisé, 1=inutilisé, 2=Indicateur de contrôle qualité de segment de séquence (en gras)
L - Illumina 1.8+ Phred+33, scores des séquences brutes compris entre 0 et 41
```

Toujours utilisé l'encodage sanger!



Green Format SAM (Sequence Alignment Map) / BAM

SAM format: http://samtools.sourceforge.net/samtools.shtml

Col	Name	Description		
1	QNAME	Query NAME of the read or the read pair		
2	FLAG	bitwise FLAG (pairing, strand, mate strand, etc.		
3	RNAME	Reference sequence NAME		
4	POS	1-based leftmost POSition of clipped alignment		
5	MAPQ	MAPping Quality (Phred-scaled)		
6	CIGAR	extended CIGAR string (operations: MIDNSHP)		
7	NRNM	Mate Reference NaMe (`=' if same as RNAME)		
8	MPOS	1-based leftmost Mate POSition		
9	ISIZE	inferred Insert SIZE		
10	SEQ	query SEQuence on the reference	@HD VN:1.3 SO:cod @SQ SN:ref LN:45 r001 163 ref 7 3	
11	QUAL	query QUALity (ASCII-33	r002 0 ref 9 3 r003 0 ref 9 3	



Format VCF (Variant Call Format)

```
##fileformat=VCFv4.1
##fileDate=20090805
##source=myImputationProgramV3.1
##reference=file:///seq/references/1000GenomesPilot-NCBI36.fasta
##contig=<ID=20,length=62435964,assembly=B36,md5=f126cdf8a6e0c7f379d618ff66beb2da,species="Homo sapiens",taxonomy=x>
##phasing=partial
##INFO=<ID=NS, Number=1, Type=Integer, Description="Number of Samples With Data">
##INFO=<ID=DP, Number=1, Type=Integer, Description="Total Depth">
##INFO=<ID=AF, Number=A, Type=Float, Description="Allele Frequency">
##INFO=<ID=AA, Number=1, Type=String, Description="Ancestral Allele">
##INFO=<ID=DB, Number=0, Type=Flag, Description="dbSNP membership, build 129">
##INFO=<ID=H2, Number=0, Type=Flag, Description="HapMap2 membership">
##FILTER=<ID=g10, Description="Quality below 10">
##FILTER=<ID=s50, Description="Less than 50% of samples have data">
##FORMAT=<ID=GT, Number=1, Type=String, Description="Genotype">
##FORMAT=<ID=GQ, Number=1, Type=Integer, Description="Genotype Quality">
##FORMAT=<ID=DP, Number=1, Type=Integer, Description="Read Depth">
##FORMAT=<ID=HQ, Number=2, Type=Integer, Description="Haplotype Quality">
#CHROM POS
                         REF
                                 ALT
                                         OUAL FILTER INFO
                                                                                         FORMAT
                                                                                                      NA00001
                                                                                                                     NA00002
                                                                                                                                     NA00003
       14370
               rs6054257 G
                                 A
                                              PASS
                                                      NS=3; DP=14; AF=0.5; DB; H2
                                                                                         GT:GQ:DP:HQ 0 0:48:1:51,51 1 0:48:8:51,51 1/1:43:5:.,.
20
20
       17330
                                               q10
                                                      NS=3; DP=11; AF=0.017
                                                                                         GT:GQ:DP:HQ 0 0:49:3:58,50 0 1:3:5:65,3
                                                                                                                                     0/0:41:3
                                 A
20
       1110696 rs6040355 A
                                         67
                                              PASS
                                                      NS=2;DP=10;AF=0.333,0.667;AA=T;DB GT:GQ:DP:HQ 1 2:21:6:23,27 2 1:2:0:18,2
                                                                                                                                     2/2:35:4
       1230237 .
20
                                         47
                                              PASS
                                                      NS=3; DP=13; AA=T
                                                                                         GT:GQ:DP:HQ 0 0:54:7:56,60 0 0:48:4:51,51 0/0:61:2
                                 G,GTCT 50
20
       1234567 microsat1 GTC
                                              PASS
                                                      NS=3; DP=9; AA=G
                                                                                         GT:GQ:DP
                                                                                                      0/1:35:4
                                                                                                                     0/2:17:2
                                                                                                                                     1/1:40:3'
```

- Variation 1: a good SNP
- Variation 2: a possible SNP that has been filtered out because its quality is below 10
- Variation 3: a site at which two alternate alleles are called, with one of them (T) being ancestral (possibly a reference sequencing error)
- Variation 4: a site that is called monomorphic reference (i.e. with no alternate alleles)
- Variation 5: a microsatellite with two alternative alleles, one a deletion of 2 bases (TC), and the other an insertion of one base (T).



Formateurs itrop / South Green

- Alexis Dereeper
- Sébastien Ravel
- Christine Tranchant-Dubreuil



















Merci pour votre attention!



Le matériel pédagogique utilisé pour ces enseignements est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions (BY-NC-SA) 4.0 International:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/